

Instrucciones para el uso de Focetria® en viales multidosis

1. Asegúrese de que la vacuna se ha mantenido entre 2° y 8° C. La vacuna no debe congelarse.
2. Antes de extraer la primera dosis, compruebe la fecha de caducidad y anote en el vial la fecha y hora en la que se inicia su uso.
3. Entre la extracción de las diferentes dosis, se recomienda mantener entre 2° y 8° C. A pesar que Focetria contiene un conservante que previene la contaminación microbiana, los viales multidosis deberían utilizarse como máximo durante las 24 h siguientes a la extracción de la primera dosis. Existen datos que apoyan un posible uso hasta 72 h. después de la primera extracción aunque este tiempo de uso más prolongado no sería la opción preferente.
4. Si el vial ya había sido utilizado con anterioridad, compruebe la fecha de caducidad, fecha y hora de apertura. No lo utilice si han pasado más de 72 horas tras la extracción de la primera dosis.
5. Focetria tiene el aspecto de una solución blanquecina.
Observe el vial antes de la extracción de dosis para comprobar que no presenta partículas extrañas. Si es así, no lo utilice.
6. Antes de la vacunación, la vacuna debe alcanzar temperatura ambiente.
7. Agite el vial ligeramente antes de extraer cada una de las dosis..
8. Limpie el tapón de goma del vial con solución alcohólica al 70% antes de insertar la aguja para extraer cada una de las dosis.
9. Cada dosis de 0.5 ml debe ser extraída con una aguja y jeringa estériles, utilizando técnicas asépticas. Cada vial permite extraer 10 dosis de 0.5 ml. Se recomienda utilizar jeringas de 0.5 o 1 ml para minimizar cualquier pérdida de producto.
10. No utilice la vacuna si cree que la esterilidad del producto se ha visto comprometida.
11. La administración es intramuscular, preferiblemente en el deltoides. En individuos con baja masa muscular (por ejemplo: niños) puede ser administrada en la parte anterolateral del muslo. Se recomienda el uso de agujas de longitud 25 mm.
12. La vacuna NO debe ser administrada intravascularmente .
13. Deben utilizarse agujas y jeringas estériles en cada individuo para prevenir la transmisión de agentes infecciosos entre personas.
14. Una vez administrada la vacuna, la aguja no debe volver a cubrirse y ambas (jeringa y aguja) deben desecharse en contenedores adecuados.

15. Al final de las sesiones de vacunación diarias, cualquier resto de vacunas en jeringas debe ser desechado. Las dosis de vacunas que ya se hayan extraído no deberían ser utilizadas; un vial multidosis abierto que no haya sido utilizado completamente debe mantenerse en el frigorífico, entre 2° y 8° C y utilizarse preferentemente durante las 24 h siguientes a la extracción de la primera dosis. Existen datos que apoyan un posible uso hasta 72 h. después de la primera extracción, aunque este tiempo de uso más prolongado no sería la opción preferente.

Instrucciones para el uso de Focetria® en jeringas precargadas

1. Asegúrese de que la vacuna se ha mantenido entre 2° y 8° C. La vacuna no debe congelarse.
2. Focetria tiene el aspecto de una solución blanquecina. Observe la jeringa antes de la inyección para comprobar que no presenta partículas extrañas. Si es así, no la utilice.
3. Cada jeringa pre-cargada contiene 0.5 ml de vacuna y una aguja integrada de 25 G.
4. Antes de la vacunación, la vacuna debe alcanzar temperatura ambiente.
5. Agite la jeringa ligeramente antes de su uso.
6. La administración es intramuscular, preferiblemente en el deltoides. En individuos con baja masa muscular (por ejemplo: niños) puede ser administrada en la parte anterolateral del muslo.
7. La vacuna no debe ser administrada intravascularmente.
8. Una vez administrada la vacuna, la aguja no debe volver a cubrirse y ambas (jeringa y aguja) deben desecharse en contenedores adecuados.